

NRX[®] Strap · Podpora extenze prstů, více kloubů

Materiál

Mediroyal Manex Radial MR2285, NRX[®] 50 mm a 30 mm + 2 suché zipy

1



Tato aplikace vyžaduje ortézu Manex Radial MR2285. Termoplastický díl uvnitř ortézy musí být natvarován tak, aby poskytoval stabilní základnu pro dynamický tah. Odstříhnete pásku z 50 mm NRX[®] Strap v délce přibližně 6-7 cm. Zaoblete okraj a vystříhnete dva otvory pro prsty. Otvory by měly být dostatečně velké, aby bylo možné navléknout pásku na prsty bez omezení průtoku krve. Na druhou stranu připevníte suchý zip. Poté ustříhnete druhou pásku z 30 mm NRX[®] Strap. Zaoblete okraj a vystříhnete otvor přibližně 4 mm od okraje. Na druhou stranu připevníte suchý zip.

2



Navlékněte pásku z 50 mm NRX[®] Strap přes dva prsty a ujistěte se, že jsou otvory v blízkosti MCP kloubu. Opatrně zatáhněte pro vyrovnání MCP kloubů.

3



Připevněte pásku na platformu ortézy Manex Radial. Ujistěte se, že spoje MCP jsou v neutrální poloze a nejsou příliš extendovány.

4



Na postižený prst navlékněte připravený 30 mm NRX[®] Strap s otvorem a zastavte se před PIP kloubem. Mírně napněte, aniž byste kloub příliš extendovali. Ujistěte se, že otvor v pásce není příliš velký a neskouzne přes PIP kloub.

5



Při správném použití by měla páska vyrovnat PIP kloub s MCP kloubem bez nadměrného přepínání. Vyzkoušejte funkčnost na pacientovi. Páska by měla pacientovi pomáhat do extenze ale současně by měla umožňovat bezproblémovou flexi.

Pokyny k údržbě

NRX[®] Strap lze prát v pračce na 40 stupňů v tekutém pracím prostředku. Vždy používejte sáček na prádlo. Před praním odstraňte suché zipy a nechte pásy uschnout volně na vzduchu.