



mediroyal



NRX® STRAP

– Jedna páska, neomezené možnosti!

NRX® Strap - Vazy kolenního kloubu

Materiál:

NRX® Strap 110 mm, NRX® Strap PLUS 50 mm nebo 80 mm

1



Odstříhnete stehenní a lýtkovou kotvící pásku z NRX® Strap 110 mm. Na jednu ze stran připevníte suchý zip. Poté odstříhnete dva boční pásy, které by měly být stejně dlouhé a široké 80–90 mm z NRX® Strap 110 mm. Pro větší stabilitu by mohla být alternativou NRX® Strap PLUS 80mm. Na oba konce připevníte suchý zip. Nakonec ustříhnete dvě pásy z 50 mm NRX® Strap PLUS a na každý konec připevníte suchý zip.

2



S mírnou kompresí aplikujte stehenní a lýtkové kotvy a zafixujte je suchým zipem.

3



Připevníte první boční pás na zadní stranu mediální části lýtkové kotvy. Táhněte pás pod stejným napětím zevně, obkružte jím těsně pod čéškou, zakryjte boční postranní vaz a připevníte jej na laterální stranu stehenní kotvy.

NRX® Strap · Vazy kolenního kloubu

© Mediroyal Nordic AB · 2022
www.mediroyal.se



Nyní připojte druhý boční pás na zadní stranu laterální lýtkové kotvy. Ved'te tahem napnutý popruh těsně pod čéškou, přes mediální kolaterální vaz a připevněte suchým zipem na mediální část stehenní kotvy.



Připevněte první zpevňující pás na boční část lýtkové kotvy. Přetáhněte jej přes oblast bočního pásu a připevněte jej na mediální stranu stehenní kotvy. Možná budete muset upravit napětí pásky v závislosti na tom, v jakém stupni flexe/extenze je přesná podpora potřeba. Toto je nutné vyzkoušet individuálně. Můžete vést oba výztužné pásy stejným způsobem, abyste poskytli větší oporu, nebo je střídat s páskou na opačné straně.



Možná budete muset měnit tah a průběh pásky, abyste dosáhli přesné stability, kterou váš pacient potřebuje. Díky své vyšší kompresi může být někdy jako kotva účinnější NRX® Strap PLUS. Jako první použijte pro výrobu aplikace běžnou NRX® Strap. Pokud je to potřeba vyměňte ji za jinou kvalitu .

Pokyny k údržbě:

NRX® Strap lze prát v pračce na 40 stupňů v tekutém pracím prostředku. Vždy používejte sáček na prádlo. Před praním odstraňte suché zipy a nechte pásky uschnout volně na vzduchu.

mediroyal



© Mediroyal Nordic AB · 2022
www.mediroyal.se

