



NRX[®] STRAP KITS

NRX[®] Strap - sady jsou novým přírůstkem do řady NRX[®] produktů. Jsou to jednoduše předpřipravené aplikace, vhodné ke konkrétnímu využití během několika minut. NRX[®] Strap - sady jsou vyrobeny z klasických NRX[®] Strap, tudíž je zajištěna stejná funkčnost.



mediroyal



NRX1004 · NRX[®] Strap Kit – sada pro abdukcí palce

Tuto sadu lze použít k podpoře a stabilizaci palce v abdukci. Může být použita pro neurologické pacienty k prevenci nebo léčbě kontraktur adduktorů a/nebo může být použita jako funkční podpora CMC-1. Aplikace umožňuje pacientovi získat funkční polohu v kloubu, nebrání úchopu berle a může dokonce tento úchop funkčně zlepšit. Součástí jsou suché zipy pro zajištění aplikace.

Indikace: Problémy s CMC-1 kloubem palce, lehké addukční kontraktury.

Univerzální velikost

mediroyal




NRX1002 · NRX[®] Strap Kit – sada pro Supinaci

Předpřipravenou sadu lze použít k supinaci předloktí u neurologických pacientů. Je připevněna přes palec a poté stoupá spirálovitě přes loketní kloub, aby kontrolovala a napomáhala rotaci radia/ulny. Obsahuje suché zipy pro zajištění aplikace.

Indikace: Asistovaná supinace nebo pronace u neurologických pacientů nebo při léčbě stavů po frakturách

Univerzální velikost

www.proterapiiruky.cz




mediroyal

NRX1005 · NRX® Strap Kit – sada pro rotaci kyčle

Tato sada je určena k použití u pacientů s vnitřní nebo vnější rotací kyčle. Pánevní páska a stehenní manžeta poskytují upevňovací body pro připevnění rotační části. U pacientů s problémy s kyčlí obvykle dochází ke zkrácení adduktoru kyčle, což vyžaduje několik terapeutických intervencí. Sada lze použít jako diagnostický nástroj k vyhodnocení účinku na pacienta, nebo po manuální terapii k udržení konstantního dynamického protažení adduktoru kyčle. Vnější rotační páska také zajistí individuální tlak na svaly hýždí, které pomáhají extenzi kyčelního kloubu. Suché zipy na pánevním pásu a stehenní manžetě jsou na páskách našité. Jedna část suchého zipu je upevněna na rotačním popruhu a druhá je nastavitelná.

Indikace: Zkrácené adduktory kyčelního kloubu zejména adduktor longus a brevis, problémy s extenzí kyčle

Univerzální velikost




mediroyal

NRX1001 · NRX® Strap Kit – sada pro kladívkový prst

Předpřipravená aplikace na kladívkový prst. Skládá se z dvojité a jednoduché smyčky dle potřeby a z kotvící pásky, která vede přes nohu. Části smyčky pomohou flektovat metatarzální kloub a poté se upevní přímo na kotvící pásku vedoucí přes nohu. Součástí jsou suché zipy pro zajištění aplikace.

Indikace: Kladívkový prst

Univerzální velikost



mediroyal

NRX1003 · NRX® Strap Kit – sada pro Hallux Valgus

Tato předpřipravená sada se používá ke kontrolované abdukci palce u pacientů s dg. hallux valgus. Korekce postavení kloubu povede nejen k lepší svalové kontrole, ale může také pomoci při reaktivaci svalů pro stabilizaci kloubu a k uvolnění bolesti v kloubu. Páska je připevněna přes palec nohy. Individuální napětí zajišťuje páska, která je uchycena přes kotník. Příčná oblouková páska se používá ke zpevnění aplikace. Přes aplikaci lze nosit ponožku, což umožňuje aktivní použití v dostatečně prostorných botách. Součástí sady jsou části suchých zipů pro zajištění aplikace.

Indikace: Hallux valgus

Univerzální velikost



www.proterapiiruky.cz